


НПООО "СИСТЕМА"

Боры стоматологические с алмазными головками для углового наконечника


СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ ISO

Номер группы по ISO определяет


- A** Инструмент алмазный
- B** Тип хвостовика
- C** Форма рабочей части
- D** Размер алмазных зёрен
- E** Диаметр рабочей части




104-HP \varnothing 2,35mm




204-RA \varnothing 2,35mm




205-RA \varnothing 2,35mm



314-FG \varnothing 1,6mm



315-FG \varnothing 1,6mm



Инструмент M1:1	Номер по ISO
	806.204.001. ■ .010
	806.205.001. ■ .010
	806.204.001. ■ ■ .012
	806.205.001. ■ ■ .012
	806.204.001. ■ ■ ■ .014
	806.205.001. ■ ■ .014
	806.204.001. ■ ■ ■ ■ .016
	806.205.001. ■ ■ .016
	806.204.001. ■ ■ ■ .018
	806.205.001. ■ ■ .018
	806.204.001. ■ ■ ■ .021
	806.205.001. ■ .021
	806.204.001. ■ ■ ■ .023
	806.205.001. ■ .023
	806.204.001. ■ .025
	806.205.001. ■ .025
	806.204.001. ■ ■ ■ .027
	806.205.001. ■ .027
	806.204.002. ■ .012
	806.204.002. ■ .014
	806.204.002. ■ .016
	806.204.002. ■ .018
	806.204.002. ■ .021
	806.204.002. ■ .023
	806.204.002. ■ .025
	806.204.002. ■ .027
	806.204.010. ■ ■ ■ .012
	806.205.010. ■ ■ ■ .012

Инструмент M1:1	Номер по ISO
	806.204.041. ■ .040
	806.204.166. ■ .012
	806.204.172. ■ .016
	806.204.172. ■ .027
	806.204.173. ■ .016
	806.204.173. ■ .018
	806.204.199. ■ .016
	806.204.199. ■ .018
	806.204.257. ■ ■ .016
	806.204.257. ■ .016
	806.204.257. ■ .021
	806.204.277. ■ .018
	806.204.299. ■ .012

**Зернистость алмазного
порошка**

Diamonds grit sizes



- - 544 **сверхгрубая**
super coarse
- - 534 **грубая**
coarse
- - 524 **средняя**
medium

- - 514 **мелкая**
fine
- - 504 **сверхмелкая**
super fine

Инструмент изображен в натуральную величину. Для оформления заказа необходимо указать номер по ISO - 806.314.001.цифра соответствует цветовому квадрату.014. Пример: 806.314.001.534.014

Инструмент M1:1	Номер по ISO
	806.204.010. ■■■.014
	806.205.010. ■■■.014
	806.204.010. ■■■.016
	806.204.010. ■■■.016
	806.204.010. ■■■.018
	806.205.010. ■■■.018
	806.204.010. ■■■.021
	806.205.010. ■■■.021
	806.204.010. ■■■.023
	806.205.010. ■■■.023
	806.204.010. ■ .027
	806.205.010. ■ .027
	806.204.014. ■ .027
	806.205.014. ■ .027
	806.204.041. ■ .040
	806.204.041. ■ .050
	806.204.068. ■ .040
	806.205.068. ■ .040
	806.204.068. ■ .050
	806.204.109. ■ .010
	806.205.109. ■ .010
	806.204.109. ■ .012
	806.205.109. ■ .012
	806.204.110. ■ .010
	806.204.110. ■ .012
	806.205.110. ■ .012
	806.204.110. ■ .014
	806.205.110. ■ .014
	806.204.110. ■ .016
	806.205.110. ■ .016
	806.204.110. ■ .018
	806.205.110. ■ .018
	806.204.110. ■ .027
	806.205.110. ■ .027
	806.204.140. ■ .012
	806.205.140. ■ .012
	806.204.140. ■ .014

Инструмент M1:1	Номер по ISO
	806.204.141. ■ .010
	806.204.141. ■■■.012
	806.204.141. ■ .014
	806.204.150. ■ .012
	806.204.165. ■■■.010
	806.204.165. ■■■.012
	806.204.165. ■■■.014
	806.204.165. ■ .016
	806.204.166. ■■■.012
	806.204.166. ■■■.014
	806.204.166. ■ .016
	806.204.166. ■■■.016
	806.204.166. ■■■.018
	806.204.166. ■■■.025
	806.204.166. ■ .027
	806.204.167. ■ .014
	806.204.167. ■ .016
	806.204.172. ■ .016
	806.204.172. ■ .018
	806.204.172. ■ .027
	806.204.243. ■■■.014
	806.205.243. ■ .014
	806.204.243. ■■■.016
	806.205.243. ■ .016
	806.204.243. ■ .018
	806.205.243. ■ .018
	806.204.249. ■ .014
	806.204.249. ■ .016
	806.204.250. ■■■.010
	806.204.250. ■ .012
	806.204.257. ■■■.014
	806.204.257. ■ .016
	806.204.257. ■■■.016
	806.204.257. ■ .018
	806.204.257. ■■■.021
	806.204.257. ■ .023
	806.204.299. ■ .012
	806.204.304. ■ .040