


Щипцы хирургические зубные



777-101
№1
для верхних резцов
и клыков



777-102
№2
для верхних клыков
и коренных зубов



777-103
№3
для верхних резцов
и клыков



777-104
№4
для нижних резцов
и клыков



777-105
№7
для верхних
премоляров



777-106
№8
для нижних
премоляров




777-107
№13
для нижних
премоляров



777-108
№17
для правых
верхних
моляров




777-109
№18
для левых
верхних
моляров



777-110
№18А
для верхних
моляров



777-111
№19
для верхних зубов
мудрости



777-112
№20
для нижних зубов
мудрости



777-113
№21
для моляров
нижней челюсти



777-114
№22
для моляров
нижней челюсти



777-115

№23

для правых моляров
нижней челюсти



777-116

№24


для левых моляров
нижней челюсти



777-117

№29


для корней и резцов
верхней челюсти



777-118

№29N


для корней и резцов
верхней челюсти



777-119

№30

для корней и резцов
верхней челюсти



777-120

№31


для корней
нижней челюсти




777-121

№32


для моляров
нижней челюсти




777-122
№33
для корней
нижней челюсти




777-123
№33А
для корней
нижней челюсти




777-124
№33С
для корней
нижней челюсти




777-125
№33М
для корней
нижней челюсти




777-126
№41
для корней
верхней челюсти



777-127
№44
для корней
верхней челюсти




777-128
№45
для корней
нижней челюсти




777-129
№51
для корней
верхней челюсти

Щипцы хирургические зубные



777-130
№51А
для корней
верхней челюсти



777-131
№51С
для корней
верхней челюсти



777-132
№52
для корней и клыков
верхней челюсти



777-133
№52А
для зубов
верхней челюсти



777-134
№55
для разделения корней моляров
верхней челюсти




777-135
№56
для разделения корней моляров
нижней челюсти



777-136
№67
для зубов мудрости верхней челюсти



777-137
№67А
для зубов мудрости верхней челюсти




777-138
№68
для корней
нижней челюсти



777-139
№73
для моляров
нижней челюсти




777-140
№74
для корней и резцов нижней челюсти



777-141
№74М



777-142
№74N
для корней и резцов
нижней челюсти




777-143
№75
для премоляров и клыков
нижней челюсти



777-144
№76
для корней верхней челюсти



777-145
№76N



777-146

№79
для зубов мудрости нижней челюсти



777-147

№79А



777-148

№86А
для моляров нижней челюсти



777-149

№86В



777-150

№86С



777-151

№87
для зубов
в форме рогов




777-152

№89
для правых моляров
верхней челюсти



777-153

№90
для левых моляров
верхней челюсти




777-154

№94
для правых моляров
верхней челюсти



777-155

№95
для левых моляров
верхней челюсти




777-156

№99
для моляров нижней челюсти



777-157

№99_{1/4}




777-158

№121
для зубов мудрости
верхней челюсти




777-159

№136
для центральных зубов и корней
верхней челюсти



777-160

№137
для центральных зубов и корней
нижней челюсти



777-161

№167
для моляров и
премоляров
нижней челюсти




777-162
№168
для клыков
верхней челюсти



777-163
№169
для клыков и премоляров
нижней челюсти



777-164
№233
для корней
нижней челюсти



777-165
№235
для корней
верхней челюсти



777-166
№MD1
для зубов мудрости,
премоляров и корней
верхней челюсти



777-167
№MD2
для моляров
верхней челюсти



777-168
№MD3
для резцов,
премоляров, корн.
нижней челюсти



777-169
№MD4
для моляров
нижней челюсти


Щипцы хирургические зубные




777-181
для зубов
верхней челюсти



777-182
для зубов
нижней челюсти




777-183
№22L
для моляров и зубов мудрости
левой стороны



777-184
№22R
для моляров и зубов мудрости
правой стороны


Щипцы хирургические зубные «Американский стандарт»




777-192
№1
для центральных и боковых
зубов верхней челюсти



777-193
№5
для моляров нижней челюсти



777-194
№6
для корней



777-195
№10H
для моляров верхней челюсти




777-196
№10S




777-197
№15
для моляров нижней челюсти



777-200
№17
для моляров нижней челюсти



777-201
№18L
для моляров верхней челюсти
левой стороны




777-198
№16S
для моляров
нижней челюсти
детские




777-202
№18R
для моляров верхней челюсти
правой стороны




777-203
№23
для моляров нижней челюсти




777-204
№32
для моляров
верхней челюсти




777-205
№53L
для моляров верхней челюсти
левой стороны



777-206
№53R
для моляров верхней челюсти
правой стороны




777-207
№62
для корней и зубов
верхней челюсти



777-208
№65
для корней и резцов
верхней челюсти




777-209
№69
для осколков корней



777-213
№101
для премоляров
универсальные




777-214
№150
для премоляров, резцов и корней верхней челюсти




777-215
№150A




777-216
№150S
детские



777-217
№151




777-218
№151A



777-219
№151S


для премоляров, резцов и корней нижней челюсти



777-220
№210H


для зубов мудрости
верхней челюсти

777-221
№210S



777-222
№222

для зубов мудрости
нижней челюсти



777-223
№286

для премоляров, корней
и резцов нижней челюсти

Щипцы, кусачки, пинцеты хирургические



777-224

№1
для корней
нижней челюсти



777-225

№2
для резцов и клыков
верхней челюсти




777-226

160 мм



777-227





777-228

№1

прямые

для извлечения осколков



777-229

№2

изогнутые



777-230

Blumenthal
150 mm



777-231

Blumenthal 45
145 mm



777-232

Blumenthal 90
140 mm



777-233

Mead 1A
165 mm



1014
П33L

для корней нижней челюсти




1023
П51L

для корней верхней челюсти



1036
П44

для корней верхней челюсти



1038
П46

для корней нижней челюсти



1045
П51LX




для корней верхней челюсти





1113
П151 1/2

для корней верхней челюсти


Щипцы хирургические детские







777-185
№3
для моляров
верхней челюсти



777-186
№5
для резцов
нижней челюсти



777-187
№6
для моляров
нижней челюсти




777-188
№7
для корней
верхней челюсти



777-189
№137
для резцов и клыков
верхней челюсти



777-190
№139
для премоляров
верхней челюсти



777-191
№51S
для корней
верхней челюсти